



Logiciel d'analyse du RHD fœtal par qPCR

Le logiciel NIMoSoft associé au kit NIMoTest® Fetal RHD qPCR est l'outil qui sans aucun doute facilitera l'analyse et l'interprétation des résultats.

Il assure une traçabilité complète des actions. Il génère automatiquement une feuille de paillasse qui peut être imprimée ou importée dans l'appareil qPCR, valide les expériences, interprète les résultats et les intègre dans le LIMS.



- **Norme ISO 15189**
- Création de templates pour Plaque de 96 ou 384 puits
- Transfert des templates vers les dispositifs de qPCR

Validé sur plusieurs automates de qPCR

QuantStudio 7 - Life technologies qTOWER3 - Analytic Jena AG LC480 - Roche Life Science M2000rt - Abbott







- Analyse de données venant des dispositifs de qPCR
- Deux niveaux de validation
- **Export vers le SIL**



Complète Workflow







NIMOSOFT FLY FR v 1 042023